

Apoyo & Preguntas Frecuentes

P – ¿Oleeva ayuda con cicatrices pasadas, o sólo con las cicatrices recientes?

R – Oleeva puede reducir cicatrices antiguas, cicatrices hipertróficas/queloides existentes en relieve o engrosadas. A través de su efecto de hidratación, se ablandará y aplanará la cicatriz. Aunque, los mejores resultados se producen cuando el lugar aún está aliviándose. Los signos de mejoramiento incluyen enrojecimiento, picazón, irritación, y el crecimiento continuo de la cicatriz. Si alguno de estos síntomas están presentes, independientemente de la edad de la cicatriz, Oleeva puede mejorar la apariencia de la cicatriz.

P – ¿Cuándo puedo comenzar a utilizar Oleeva?

R – Oleeva funciona mejor cuando se aplica tan pronto como la herida esté completamente cerrada y sanando. No debe haber líquidos o drenaje de la herida o costras presentes. Oleeva no está indicado para ser utilizado sobre suturas, grapas o heridas abiertas.

P – ¿Cuánto tiempo tengo que usar Oleeva antes de que pueda empezar a ver que funcione?

R – Un ablandamiento general de la cicatriz y la disminución de enrojecimiento comenzará a pocos días de uso inicial. Usted debe comenzar a ver una diferencia en la apariencia de la cicatriz normalmente después de 3 a 4 semanas de uso. Se requiere un promedio de 3-6 meses para un efecto máximo sobre la cicatriz.

P – ¿Cuánto tiempo deberé usar el producto para ver los mejores resultados?

R – Para las cicatrices quirúrgicas, aproximadamente 3-6 meses de uso diario serán normalmente suficientes para lograr el máximo efecto, pero dependiendo de factores como: su genética, la edad, la raza y el tipo de cicatriz, podría requerir más tiempo. Con las cicatrices queloides y cicatrices resultantes de quemaduras graves se necesitará más tiempo para lograr el máximo efecto.

P – ¿Cuánto tiempo dura un parcho Oleeva?

R – Los productos Oleeva se formulan con una silicona que ha sido diseñada para ser muy adhesiva, suave, lavable, duradera y reutilizable. Oleeva también está diseñado para ser "pegajoso" sin el uso de adhesivos que puedan lavarse o causar irritación a la piel sensible. Lavar Oleeva a diario con un jabón normal sin cremas hidratantes en realidad ayudará a prolongar su capacidad de pegarse a la piel mediante la eliminación de la suciedad y los aceites que se acumulan. Con el tiempo, Oleeva perderá su



capacidad de seguir siendo pegajoso después de usos repetidos, pero aproximadamente 3-4 semanas de uso por pieza se considera típico. El cuidado adecuado del producto es crítico con el fin de mantener la viscosidad para facilitar su uso. Considere la compra de nuestro limpiador de silicona para ayudar a prolongar la vida útil del producto.

P – ¿Qué resultados debo esperar de Oleeva en mi piel?

R – La capacidad de Oleeva de pegarse a la piel también puede variar en función de su genética, la edad, la raza, el cuidado del producto y la zona del cuerpo donde se ha aplicado; zonas tales como en articulaciones que se flexionan. Si usted tiene un tipo de piel que le hace experimentar dificultades para mantener Oleeva en su lugar, la fijación externa en forma de una cinta quirúrgica suave o una prenda/dispositivo elástico debe ayudar a mejorar la situación. Recuerde, es la lámina de silicona Oleeva en sí mismo, no la viscosidad que facilita la recuperación eficaz de cicatrices. Por ello, mantener el contacto con la piel es muy importante. La característica de permanencia es una mayor comodidad.

P – ¿De qué está hecho Oleeva?

R – Oleeva está hecho de una fórmula patentada que contiene una mezcla de "Teflon" biocompatible y silicón de grado médico bio-inerte/bio-compatible mezclado en una estructura de material compuesto llamado Silon que se fabrica como una cubierta de gel de silicona tópica con propiedad auto adherente.



www.PelegrinaMedical.com / www.PelegrinaMedical.net
Tel. +1.787.761.0000 Fax. +1.787.761.0404
Email. Sales@pelegrina.com